

- Elisa و Wb J- Ap2M1 ج- داضم ةلېسنل يداحأ داضم مسج Q96Cw1

رصنع ال مقرر: CM0002165



ةمدقم

ج- ددحم بنرأل نم ةلېسنل يداحأ داضم مسج ج- هنم ققحتُم، (AP-2 mu ةدحو) يرشب ال AP2M1 عم آي لدابت لعافت ي. ELISA و Western blot وليك 50 نزوب أنيتورب فشتك ي. ذرجل او رأف ال يولخل ماقتلالا ثاحبأل يلاثم. نوتلاد

ديزملل فرعأ

ةمق ال	ةمق ال
جتنم ال مسأ	بنرأل نم ةلېسنل يداحأ داضم مسج AP2M1
رخأ ءاس/اتاطحال م	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
عون ال	يرشب
نيج ال فرع م	1173
نيج ال فرع م	1173
يعانم ال دضتسم ال	AP2M1 (Q96CW1) يرشب ال نم 300-400 ةني مأل ضامأل نمض لس لس ت عم قفاوتي يعانطصا ديتبب يعانطصا ديتبب
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	ةلېسنل يداحأ ةداضم ماسجأ
قبطط ال	WB, ELISA
يلدابت لعافت ال	ذر، رأف، يرشب
SWISS	Q96CW1
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 50
نحش ال	جلت سيك