

Wb، Ihc-P، If/Icc، Elisa - P25054 جليسيرين ال ددعتم Apc داضم رقم المنتج: CM0025687



مقدم

نم ققحت ال مت جليسيرين ال ددعتم APC داضم عم لعافتي. WB، IHC-P، IF/ICC، و ELISA. وليك (312 يذجل او يرأف الاو يرش ب ال APC تاراش او، ماروال عمق ساردل بسانم). (نوتلاد وايالخل عجهو، Wnt).

ديزمال فرع

لماعم ال	همي ال
جتنم ال مس	APC Rabbit pAb
مس/اتطال م راغست م	GS; DP2; DP3; BTPS2; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
عاون ال	ناسن
نجل ال فرعم (ناسن)	324
نجل ال فرعم	324
دصتسم ال	يرش ب ال APC نم 2600-2760 ني نم ال صام ال عم قفاوتي لس لسست يل ع يوتحي بيكرت ال داغم يجامدن ني تورب. بيكرت ال داغم ني تورب (NP_000029.2).
ردصم ال	برنر
ةف	جليسيرين ال ددعتم داضم ماسج
قيبطت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقم ال لعافتي	ذج، راف، ناسن
SWISS	P25054
ني تورب ال نزو	312kDa
نجل ال	جلت سيك