

Wb، Ip، J- بنرأل نم Apc ج داضم ةل س ن ل ا ي د ا ح أ داضم م س ج Elisa - P25054

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0002567



ة م د ق م

د ض ب ن ر أ ل نم ة ل س ن ل ا ي د ا ح أ داضم م س ج
ي م ر و ل ا ي د غ ل م ر و ل ا ي ر ش ب ل ا APC ن ي ت و ر ب
ت ا ر ا ش ا ر ا س م ي م ر و ل ل ط ب ث م و ه و ، (ي ن و ل و ق ل ل
ل ع ا ف ت ي ؛ Wb، Ip، ELISA ج ه ن م ق ق ح ت م Wnt.
ن ا ط ر س ل ل ا ح ا ب أ ل . ذ ج ل ل ا و ر أ ف ل ا ع م آ ي ل د ا ب ت

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	ب ن ر أ ل نم ة ل س ن ل ا ي د ا ح أ داضم م س ج APC
ي ر خ ا ء ا م س ا / ا ط ا ح ا ل م	GS; DP2; DP3; BTPS2; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م ج ل ا ف ر ع م (ي ر ش ب)	324
م ج ل ا ف ر ع م	324
د ض ت س م ل ا	ي ر ش ب ل ا APC ن ي ت و ر ب نم 1-100 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ن م ض ل ل س ل س ت ل ق ب ا ط م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب (NP_000029.2)
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ئ ف ل ا	ة ل س ن ل ا ي د ا ح أ ة داضم م ا س ج ا
ق ي ط ل ا	WB، IP، ELISA
ي ل د ا ب ت ل ل ع ا ف ت ل ا	ذ ج ، ر أ ف ، ي ر ش ب
SWISS	P25054
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 312
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك