

Wb و Ihc-P تاقىبطت لل Apip دض ةلئسننلا ددعت م داض م سح Elisa - Q96Gx9 و

رصننعل مقرر: CM0028244



ةمدقم

ةدوجل اللع ةلئسننلا ددعت م بئارأ داض م سح
يرشب لل APIP ني تورب دض
(زاتاردي هيد تافسوف-1-زولوب يروي ثلي ثيم).
و WB تاقىبطت لل هتي حالص نم ققحت لل مت
رأف اللع عطاقت لمعافت عم ELISA و IHC-P
ةداعتسا تاراسم ةساردل يلاثم. ذجل او
جمربم اللع ايلخلل تومو ني نوئي ثيم اللع

ديزملل فرع

ةمدقم اللع	ةمئل
حتنم اللع مس	APIP Rabbit pAb
ةلئب ءامس / تاطحال م	APIP2; CGI29; hAPIP; CGI-29; MMRP19; APIP
عون اللع	يرشب
م (يرشب لل) نجلل فرع م	51074
نجلل فرع م	51074
يعانم اللع دضتسم اللع	يرشب لل APIP ني تورب لل 242 لى 1 نم ةني مألل صامألل عم قفاوتي لسلست لىل ع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب (NP_057041.2).
ردصم اللع	بئرأ
ةف اللع	ةلئسننلا ددعت م داضم اللع ماسألل
تاقىبطت اللع	WB, IHC-P, ELISA
عطاقت اللع لعافت اللع	ذج، رأف، يرشب
SWISS	Q96GX9
ني تورب لل نزو	نوتلاد وليك 27
نحش اللع	جلت سيك