


## Anti-Apob (Wb, If/Icc, Elisa) - P04114

رخصة المنتج: CM0018369



### مقدم

بنرألل لئاسنل ددعت م دوجل الالاع داضم مسج مت (ApoB) يرشبل B يمحلش لنيتوربل دض WB وIF/ICC تاقىبطل هتجالص نم ققحتل يرأفل او يرشبل ApoB لىل فرعتى. ELISA وولىك 516 غلبى لنيتورب نزوب، يذجل او نوتلاد.

دىزم الفرع

| راىعمال             | همىال                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| جتنمالمسا           | ApoB Rabbit pAb                                                                        |
| تافدارم/تاطحالالم   | FLDB, FCHL2, LDLQC4, apoB-48, apoB-100, ApoB                                           |
| عونال               | ناسنال                                                                                 |
| نجلال فرعم (ناسنال) | 338                                                                                    |
| نجلال فرعم          | 338                                                                                    |
| يعانمالم دضتسمال    | يرشبل ApoB نم 28-330 هنىمأل اصامأال لباقى لسلسل لىل فلتؤم يجامدن لنيتورب (NP_000375.3) |
| ردصمال              | بنرألل                                                                                 |
| فئال                | لئاسنل ددعت م داضم الماسجال                                                            |
| قىبطلال             | WB, IF/ICC, ELISA                                                                      |
| عطاقمالم لعافال     | ذجل، يرأفل، ناسنال                                                                     |
| SWISS               | P04114                                                                                 |
| لنيتوربل نزولال     | نوتلاد ولىك 516                                                                        |
| نحشال               | جلت سىك                                                                                |