

## J- Wb، If-P، Aqp3 J- داظم ةليسننل ددعت م بنراً داظم مسج Elisa - Q92482

رصننعل مقرر: CM0029804

### ةمدقم

يرشبل AQP3 دض ةدوجل يلاع بنراً داظم مسج  
لعافت ي WB، IF-P، و ELISA. هنم ققحتُم  
فدهت سي. ذجل او رأفل عم آي لدابت  
نيرسلجل لقنل يروضلل، 3-ن يروباوكأل  
دلجل او ةراهظلل ثاحبأ ي H2O2 و ءلالو

ديزملل فرع

| راي عملا              | هم يلا                                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| جتنملا مسا            | AQP3 (pAb) ةليسننل ددعت م بنراً داظم مسج                                                     |
| رخا ءامسا/اتاطحال م   | GIL; AQP-3; AQP3                                                                             |
| عونلا                 | ناسن                                                                                         |
| م (ناسن) نجلل فرع م   | 360                                                                                          |
| نجلل فرع م            | 360                                                                                          |
| يعانملا دلوملا        | (NP_004916.1) يرشبل AQP3 نم 178-292 ةينيألا ضامألل قباطم لسلست يلع يوتحي فلتؤم يحامدن نيتورب |
| ردصملا                | بنراً                                                                                        |
| ةئفلا                 | ةليسننل ددعت م ءاظم ماسجأ                                                                    |
| قبطتلا                | WB، IF-P، ELISA                                                                              |
| يلدابتلا لعافتلا      | ذج، رأف، ناسن                                                                                |
| SWISS                 | Q92482                                                                                       |
| نيتوربلل يئيزجلل نزلو | نوتلاد وليك 32                                                                               |
| نحشلا                 | جلت سيك                                                                                      |