

Arc (Harc/Arg3.1) مضى بناراً ةليسنل ديحو داضم مسج ةيعانملا ةيميزنإل ةسياقملاو (Wb) يبرغلخي طلتل (Elisa) - Q7Lc44

رصنعل مقرر: CM0030389



ةمدقم

يلاع يبناراً ةليسنل ديحو داضم مسج ققحتلا مت، يرشبل ARC/Arg3.1 مضى براقلا ةسياقملاو (WB) يبرغلخي طلتل هتخص نم ARC فشكي. (ELISA) ةيعانملا ةيميزنإل ةندلل ثاحأل يلاثم؛ يرأفل او يرشبل اباصأل ملعو ةيكبشملا.

ديزملا فرع

رايعملا	ةفصاوملا
جتنملا مسا	ARC مضى ةليسنل ددعتم يبناراً داضم مسج
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	hArc; Arg3.1; ARC
عونلا	يرشب
نيجلا فرعم	23237
نيجلا فرعم	23237
يعانملا مضتسملا	(NP_056008.1) يرشبل ARC نيتوربل 220 لىل 1 نم ةينملا اصامحال عم قفاوتي لسلست لىل عيوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب
رصملا	بنرا
ةئفلا	ةليسنل ددعتم ةداضملا ماسجالا
قبيطتلا	WB, ELISA
يلدابلا لغافتلا	يرأف، يرشب
SWISS تانايي ةدعاق	Q7LC44
نيتوربل نزو	نوتلاد وليك 45
نحشلا	جلت سيك