

Arl3 جـ Wb، If/Icc، Elisa - P36405 دص ةل يس نل ا يداح ا داضم

رصن عل مقرر: CM0022794

ةمدقم

يلاع بنارأل نم ةل يس نل ا ددعتم ARL3 داضم
ع لعا فت ي WB، IF/ICC، ELISA. ل ةدو ج ل
نزو، فل تؤم داضتسم. ذر ج ل او رأفل او ناسن إ ل
ي ل ا ث م. نوت ل ا د و ل ي ك 20 فدهتسم ي ئ ي ز ج
ل ق ن و، ةل ل خ ل ةرود، بادهأل ا ث ا ب أل
ت ا ن ي ت و ر ب ل ا.

دي زم ل ا فر ع ا

ةمد ل ع م ل ا	ةم ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	ARL3 Rabbit pAb
ءام س ا / تاط ح ا ل م ةل ي د ب	RP83; ARFL3; JBTS35; ARL3
ع و ن ل ا	ناسن إ
م ي ج ل ا فر ع م (ناسن إ ل ل)	403
م ي ج ل ا فر ع م	403
دا ص ت س م ل ا	ي ر ش ب ل ا ARL3 ن ي ت و ر ب م 182 ل ا 1 م ة ن ي ن م أ ل ا ض ا م ح أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب (NP_004302.1).
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ةل يس ن ل ا ة د د ع ت م د ا د ص ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB، IF/ICC، ELISA
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذر ج، رأف، ناسن إ
SWISS	P36405
ن و ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 20
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك