

بنرأل نم ةدوجل يلل اع ينولك يلوب داضم مسج و WB تاق يبطتل بسانم. ARL4D فدهت سي ناسنإل عم بللصتم لعافت عم ELISA و IHC-P تاي لمعملل لوح ثاح بأل معدي. ذرلل و رأفل و GTPase اهطسوتت يتل ةيولخل

معلومات عامة	الهوية
جسم الخلية	ARL4D Rabbit pAb
مسار / نطاق العمل نوع الجسم	ARF4L; ARL4D
عنوان	إنسان
GeneID (إنسان)	379
GeneID	379
الخصائص	يُرشب الـ ARL4D في تيوب نم 92-201 في مزالا صامحألا عم قفاوتي لسلسلتي لعيوتحي بيكرتال داغم راهصنا ني تيوب بيكرتال داغم ني تيوب (NP_001652.2).
ردصم	بنرأ
الفئة	هليلولكليلوب ةداضم ماسحا
قيبطات	WB, IHC-P, ELISA
بالاصتم للعافتال	ذرج، راف، إنسان
SWISS	P49703
ني تيوبال نزو	22kDa
نحو الشل	جلت سيكي