

Arp3 J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61158

CM0011906: رصنع ال مقرر



ةمدقم

Arp3 دض بنارأ ةليسننل ديحو داضم مسج
 ةيبرغل ةمصبل (Western blot), IHC-P, IF/ICC,
 يرأفل او يرشبل Arp3 (ACTR3) فشكي و
 بسانم. نوتلادولي 47 ةلتكل دنعي ناذرل او
 حالصاو، ايالخل ةكرح، يولخل لكيهل اثابأل
 يوونل ضحمل.

ديزمل فرعا

لماعلم	ةمقلا
جتنم المس	Arp3 دض بنارأ ةليسننل ديحو داضم مسج
ةراعتسم ءامسأ / تاطحال م	ARP3; Arp3
عونل	يرشب
يبرشبل) نيجل فرعم	10096
نيجل فرعم	10096
يعانمالم طشنم	Arp3 (P61158) يرشبل 319-418 نم ةينمألا ضامألا نمض لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب
ردصم	بنرأ
ةئفلا	ةليسننل ةديحو ةداضمالم اسجال
قبطتل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابتلم لعافتل	ذرج، يرأف، يرشب
SWISS	P61158
نيتوربل نزو	نوتلادولي 47
نحشلا	جلت سيك