


و If/Icc و Wb تاقىببطلل Arp3 دى بنرأ ينولكيلوب داضم Elisa - P61158

ررضنعلال مقرر: CM0013957



ةمدقم

نيتورب فدهتسي بنرأ ينولكيلوب داضم
نم ققحتلال مت (ACTR3) يرشبلا Arp3
(Western blot) يرغلل يرغلل فاشنلل هتيجالاص
ELISA و IF/ICC و عطاقتم لكشب لعافتى.
ةكرح، نيتكأللة رملب ثاحبال صصخم. رأفلال عم
يوونلل ضمحلل حالصلو ةيللل.

ديزملل فرع

ةمدعلال	ةمىلال
جتنملا مسا	Arp3 Rabbit pAb
راعنسم س/س/اطحالام	ARP3; Arp3
عونلا	يرشب
نيجلال فرعم	10096 (يرشب)
يعانملا دصتسملا	(NP_005712.1) يرشبلا Arp3 نيتوربل 418 لىل 1 نم ةينمألا ضامألا عم قفاوتى لسلست لىل عوتجى هنيوكت داعم يجامدن نيتورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةينولكيلوبلا دادصألا
قبطتلا	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقتملاعافتلا	رأف، يرشب
SWISS	P61158
نيتوربلل نزو	نوتلاد وليك 47
نحشلا	جلت سىك