

ضام Art3 بـنرأل Pab J- Wb، If-P، Elisa - Q13508

رقصنعل مقرر: CM0024039

مقدم

ةدوجل اليلاع تاخسننسملا ددعتم داضم مسج
وتكإ، (ARTC3) يرشب ال ART3 دض بنرأل نم
نم ققحتل مت 3. زاري فسنارتل يزوبير-ADP
لكشب لعافتو؛ WB، IF-P، ELISA. ل هتحص
نع فشكلل بسانم. ذرجل عم لدابت
ءاشغ تاساردو ةيصلاب ةصاخلا تانيتوربل
ةلخل.

ديزمل فرعا

لماعمل	ةمقلا
جتنملا مسا	ART3 Rabbit pAb
راعنسم مسا/تاطحال م	ARTC3; ART3
عاونألا	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	419
GeneID	419
دضنسملا	(NP_001123488) يرشب ال ART3 نم 50-150 ةينمألا صامألا عم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدنا نيتورب
ردصملا	بنرأ
ةفلا	تاخسننسملا ددعتم ةداضم ماسجأ
قبطتلا	WB، IF-P، ELISA
عطاقتلا لعافتلا	ذر، ناسنإ
SWISS	Q13508
نيتوربل نزو	44kDa
نحشلا	جلت سيك