

Wb تاقىب بطتل Ash2L- ج داضم ةل س ن ل ا ي د ا ح ا داضم م س ج Elisa - Q9UBL3 و If و Ihc

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0010668



ة م د ق م

داع م ي ب ن ر ا ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا داضم م س ج
ي ر ش ب ل ا ASH2L ن ي ت و ر ب د ض ب ي ك ر ت ل
ة ي ر ا ف ل ا و ة ي ر ش ب ل ا ع ا و ن ا ل ا ل ع ف ر ع ت ي . (ASH2,
Bre2).
WB و IHC-P تاقىب بطتل ب س ا ن م . ة ي ذ ر ج ل ا و
Q9UBL3 و ه UniProt ف ر ع م . ELISA و IF-P و IF/ICC

دي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	ASH2L د ض ي ب ن ر ا ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا داضم م س ج
ي ر خ ا ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	ASH2, Bre2, ASH2L1, ASH2L2, ASH2L
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م ي ج ل ا ف ر ع م	9070
م ي ج ل ا ف ر ع م	9070
د ض ت س م ل ا	ASH2L ي ر ش ب ل ا ن ي ت و ر ب ن م 529-628 ة ي ن ي م ا ل ا ص ا م ا ل ا ن م ض ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب (Q9UBL3).
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
ب ل ا ص ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ج , ر ا ف , ي ر ش ب
SWISS	Q9UBL3
ي ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 69
ح ش ل ا	ج ل ث س ي ك