


J- Wb, Anti-Aspscr1 (Tug) ددعت م خاسن تسالال ددعت م داضم If/Icc, Ip - Q9Bze9

رصنع ال مقرر: CM0031001



ةمدقم

فدهت سي بنرأل ن م خاسن تسالال ددعت م داضم
خيطلت ال في مادخت سالال ASPSCR1 (TUG)
ةعانم ل او، (Western blot) يبرغل يعانم ل
بيسر تل او، (immunofluorescence) يعانم ل
ELISA. ةسي اقم و، (immunoprecipitation) يعانم ل
يلاثم. ذرل او، راف او، ناسن إال عم لعافت
نيلوسنأل تاراش او GLUT4 لقن تاساردل.

ديزم ل فرعا

لماعم ل	ةمق ل
جت نم ل م سا	TUG/ASPSCR1 Rabbit pAb
ةراعت سم ءام س ا/ت اطحا ل م	TUG; ASPL; ASPS; RCC17; UBXD9; UBXN9; ASPSCR1
عاون ال	ناسن
م (GeneID) فرعم (ناسن)	79058
م (GeneID) فرعم	79058
دضت سم ل	يرش ب ال TUG/ASPSCR1 نين تورب نم 284-553 ةني م ال اضا م ال عم قفاوتي لس لس لت يلع يوتحي بيكرتل داغم يجام دن نين تورب (NP_076988.1)
ردصم ل	بنرأ
ةف ل	خاسن تسالال ددعت م داضم
قبطت ل	WB, IF/ICC, IP, ELISA
عطاقت ل لعافت ل	ذرل، راف، ناسن
SWISS	Q9BZE9
نين تورب ل نرو	60kDa
نحش ل	جلت سيك