

J- Atad3A/B ةلئسنل دئول داضملا مسجل Wb و Ihc-P و Elisa - Q9Nvi7 / Q5T9A4 تاقببطلل

مقر: CM0006637 رصنعلا

مدمقم

فدهتسي بنرأل نم ةلئسنل دئول داضم مسجل ATAD3A/B، WB ل بسانم، ELISA و IHC-P. رآفلاو ناسنإل عم لدابتم لكشب لعافتئ ايردنوكوتيملا ةكبش ميظنتل يرورض، ذرللاو ي ف طرفم لكشب زرفئ؛ ةئاذغللا ليثمتللاو ةدغللا ةئرلل تاناطرس.

دئزمل فرعا

ةمئلما	ةمئل
جتنملا مسا	ATAD3A/B Rabbit mAb
ةلئب ءامسا / تاطحالما	ATAD3A; HAYOS; ةلئاع ATPase: ATAD3A/B
عونلا	ناسنإ
م (ناسنإلل) فرعم	55210/83858
م (فرعم)	55210/83858
يعانملا دصتسملا	(NP_060658.3). يرشبلا ATAD3A/B نئتورب نم 240 لىل 1 نم ةنئمألا ضامألا عم قفاوتئ لسلسلت لىل عوتئ فلتؤم يحامدن نئتورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلئسنل دئول داضملا ماسجالا
قبببطلل	WB, IHC-P, ELISA
لدابتملا لعافتلا	ذر، رآف، ناسنإ
SWISS	Q9NVI7/Q5T9A4
نئتوربلا نزو	نوتلاد وليك 71 / نوتلاد وليك 66 / نوتلاد وليك 57
نحشلا	جلت سيك