

لعافتل Atf3 - ج داضم يبنرأ ةلئسنل دئو داضم مسج P18847 - ي فطلل لقنل

مصنع ال مقرر: CM0012090

ةمدقم

ATF3 - ج يبنرأ ةلئسنل دئو داضم مسج
ي فطلل لقنل لعافت ي ف مادختسالل دمتعم
طابترا لعافت ،يعانم لبئسرتل
ةيميزنلإ ةسئاقملاو ،يعانم لنئتاموركلا
يرشبب ATF3 نئتورب فدهتسي .ةيعانملا
لعافت جاتنإب زتمئو ،(467 نئجل فرعم)
ةعانم لل فلتؤملا دضتسملا .رأفلا عم لدابت
ثاحبأل يلاثم .(1-77 ةئئئمأل ضامحلأا)
يولخل داوجلإاو ئئئجلل خسنل

دئزملا فرعا

ةمدعملا	ةمئل
جتئملا مسا	ATF3 - ج يبنرأ ةلئسنل دئو داضم مسج [KO قرطالاب دمتعم]
راغتسم مسا / تاطحال م	ATF3
عونلا	رشببلا
ناسنلإاب) نئجل فرعم	467
نئجل فرعم	467
يعانملا دضتسملا	(NP_001665.1) يرشبب ATF3 نئتورب نم 1-77 ةئئئمأل ضامحلأا لباقئ لسلسلت ئلئوئئ فلتؤم ئئامدنئ نئتورب
ردصملا	بنرألا
ةئفلا	ةلئسنل ةدئو داضملا ماسحلأا
قئبطللا	WB, IP, ChIP, ELISA
لدابتمل لعافتلا	رأفلا ،رشببلا
SWISS تانائئب ةدعاق	P18847
نئتوربلا نزو	12-21 لئك
ئئشللا	ئللئ سئك