

Atg16L1 جـ- Wb، Ihc-P، If/Icc، Elisa - Q676U5

مصنع: CM0013560



مقدم

فدهتسي بنرأل نم ةليسنل ةديحو داضم ماهتلل يروتفم وهو، ATG16L1 ني تورب WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA ناسنإل ىدل لاثم. ذرل او رأف، ناسنإل ىدل ةرطفال ةعانمل او يتاذل ماهتلل تاساردل.

ديزمل فرع

لماعمل	هميقل
جتنم المس	ATG16L1 Rabbit pAb
ةراعتسم ءامسأ / تاطحال م	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
عونل	ناسنإ
نيجل فرع م	55054
يعانم دصتسم	ATG16L1 ني تورب نم 200-300 ةني مأل اصمأل نمض عقي يعانطصا ديتب (NP_110430.5)
ردصم	بنرأ
فينصتال	ةليسنل ةديحو داضال
قيبطتال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابتل لعافتال	ذر، رأف، ناسنإ
SWISS	Q676U5
ني تورب الزو	نوتلاد وليك 68
نحشال	جلت سيك