

Elisa و Wb- Atg16L1 ج داضم بنارأ ةلئسنلا دئو داضم - Q676U5

مقرر الرصنل: CM0009550



ةمدقم

فدهتسي فلتؤم بنارأ ةلئسنلا دئو داضم
هتخص نم ققحتلا مت ،يرشبلا ATG16L1
ELISA- ل او يبرغللة خطلل لقنللاق يبطت
يلاثم .ةيرأفلاو ةيرشبلا عاونأل عم لعافت
يتاذل ماةتلالا ثابأل

ديزلما فرع

ةمدقم	ةمدقم
جتنملا مسا	بنارأ ةلئسنلا دئو ATG16L1 داضم [KO ةطساوب ققحتم]
ءاسأ / تاطحالا ةلدب	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
عونلا	يرشب
م (يرشب) نجللا فريم	55054
نجللا فريم	55054
يعانملا دصتسملا	يرشبلا ATG16L1 نيتورب نم 105 لى 6 نم ةينمألا ضامألا عم قفاوتى لسلست ىلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب فلتؤم نيتورب (Q676U5).
ردصملا	بنارأ
ةئفلا	ةلئسنلا دئو داضلا
قبطتلا	WB, ELISA
لدابتلا لعافتلا	رأف ،يرشب
SWISS	Q676U5
نيتوربلا نزو	نوتلاد وليك 68
نجللا	جلتسيك