


Atg3 - J داضم ال يبنرأل ةل يسنل يداأ ال داضم ال مسجل Wb و Ihc-P و Elisa - Q9Nt62 تاقى بطتل

رصنع ال مقر: CM0002041



ةمدقم

ATG3 - J داضم ال يبنرأل ةل يسنل يداأ ال داضم ال مسجل
يرشب ال ATG3 نيتورب نع فشك لل قدصم
يفطل لل لقنل ةنقت يف يذجل او يرأف او
ELISA و IHC-P و (Western blot) يبرغ ال
معدى. ةلاع ةيعونب ةقوئومل يتاذل ماهتل ال اثاأ
ةيصوصخ ال نم.

ديزم ال فرع

راى عم ال	هفصاوم ال
جت نم ال مس	ATG3 Rabbit mAb
ةراعتسم ال ءامسأل / تاطال ال	APG3; APG3L; hApg3; PC3-96; APG3-LIKE
عون ال	يرشب
(ناسنال ةبسنلاب) نجل الفرع	64422
يعانم ال دصتسم ال	Atg3 (Q9NT62) يرشب ال Apg3 نيتوربل 100 لى 1 نم ةينمأل اضمأل نمض لسلسل عم قفاوتى يعانطصا ديتب
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	ةل يسنل يداأ ال داضم ال مسجل
قبطت ال	WB, IHC-P, ELISA
لدابتم ال لعافت ال	ذرج، رأف، ناسن
SWISS تاناىب ةدعا	Q9NT62
نيتوربل نزو	نوتلاد وليك 40
نحش ال ةقيرط	جلت سيك