

J- Atg4A J- Wb, Elisa - ةليسننلا ددعتم داضم مسج Q8Wyn0

رصنعلا مقر: CM0023520



ةمدقم

ATG4A دض ةدوجل يلاع يبنراً داضم مسج و (WB) Western blot ةل هنم ققحتم، يرشبل زاي توربل ميزنإ فدهتسي. ELISA. ياذل ماهتلالاب طبترملا نيئتسي سلا ثاحبال بسانم؛ ATG8 ةجلاعم في كراشمل او ياذل ماهتلالا. SWISS: Q8WYN0.

ديزملا فرع

ةمقلا	ةمقلا
جتنملا مسا	(pAb) ةليسننلا ددعتم داضم يبنراً مسج ATG4A [لئطعتلاب هنم ققحتم]
رجأ مسا	APG4A, AUTL2, HsAPG4A, ATG4A
عونلا	يرشب
يرشب (نيجل فرعم)	115201
يعانملا دصتسملا	ATG4A (NP_443168.2) يرشبل 289-398 نم ةنيملأا صامألل قباطم لسلسل ةل يوتحي ةبيكرت داغم يجامدن ني تورب
ردصملا	بنراً
ةئفلا	ةليسننلا ددعتم داضم ماسجأ
تايي بطتلا	WB, ELISA
كترشملا لعافتلا	يرشب
SWISS في مامضنالا مقر	Q8WYN0
عقوتملا يئيزجلا نزولا	نوتلاد وليك 45
نحشلا ةلاح	جلت سيك