

و If/Icc و J- Wb J- Atg4A داضم بنراً ةليسننلا يداحأ داضم Elisa - Q8Wyn0

مصنوع ال مقرر: CM0020530



ةمدقم

فدهتسي ةليسننلا ددعت م بنراً داضم
ATG4A يرشبل زاي تورب ني تسيسلا
(APG4A/AUTL2). WB و IF/ICC لـ بسانم
رأفل او ناسنإل عم آلدابت م لعافت ي
فلتؤم ل ني تورب ل دض هري ضحت م . ذرل او
تاسار دل ص صخم . (210-398 ةني مأل ا ضامحلأا)
نوه دل ةلاز او ةي تاذل ةمعل بل

ديزملا فرعأ

هم لعملا	هم يقل
ج نتم ل م سا	ATG4A Rabbit pAb
ةلي دب ءام سأت اطاح ل م	APG4A; AUTL2; HsAPG4A; ATG4A
عون ل	ناسنإ
م (ناسنإل) ل ج ل فرع م	115201
ني ج ل فرع م	115201
يعان م ل دصت م ل	ATG4A (NP_443168.2) يرشبل م 210-398 ةني مأل ا ضامحلأا عم قفاوت ي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم فلتؤم ني تورب
ردص ل	بنراً
ةفلا	ةليسننلا ددعت م ل داضم ل م اسج ل
قي بط ل	WB, IF/ICC, ELISA
لدابت م ل لعافت ل	ذر , رأف , ناسنإ
SWISS	Q8WYN0
ني تورب ل نزو	نوتلاد وليك 45
نحش ل	جلت سيك