

Elisa - P50993 و Atp1A2 J- Wb دص ةل يس نل ا يداح ا داضم

رصنع ال مقرر: CM0003051

ةمدقم

فدهت سي بنرأل نم ةل يس نل ا يداح ا داضم ATPase ميزن إل 2-افل ةدحو) يرش بل ATP1A2 ققحت ال م ت .(موي ساتوبل/موي دوصل لل لقانل لعا فت عم ELISA و WB ل هت ي حال ص نم ي ثح بل ا مادخت سالل .ذرجل او رأفل ا عم بل اص ت م طقف .

دي زمل ا فرع ا

لم اعم ال	ةم ي ال
جت نمل ا م سا	ATP1A2 Rabbit mAb
راع تسم م سا/ات اطح ال م	FHM2; MHP2; DEE98; FARIMPD; ATP1A2
عون ال	ناسن ا
GeneID (يرش ب)	477
GeneID	477
دص تسم ال	يعان طص ا دي ت ب ب
ردص ال	بنرأ
ةئف ال	ةل يس نل ا يداح ا داضم
قي بط ل ال	WB, ELISA
بل اص ت ال لعا فت ال	ذرج , رأف
SWISS	P50993
ن ي تور بل ا نزو	112kDa
نح ش ال	جل ت ةب ي قح