

ي ف مادختس ل Aurora B - داضم ةليسننل ديحو داضم مسج Wb وIhc-P وIf/Icc وElisa - Q96Gd4

مقرر: CM0008056



ةمدقم

Aurora B - داضم يرأف ةليسننل ديحو داضم مسج WB وIHC-P ي ف مادختس ل لباق، يرش ب ال B عم بلصت لكش ب لعافت ي. ELISA وIF/ICC وايالخل ماسقنا ثاحبأل صصخم. ذرجلو رأف ال يواستم الماسقنالو

[ديزمل فرع](#)

هصاخ ال	همي ال
جتنم الم سا	Aurora B يرأف ال ةليسننل ديحو داضم الم مسجل
ةليدب الءامسأل/اطاح الم	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2
عون ال	ناسن ال
نجن ال فّرم	9212
نجن ال فّرم	9212
يعانم الم دضتسم ال	TLR4 نم 1-100 ةينم الءامسأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيورب فلتؤم نيورب (NP_004208.2).
ردص الم	رأف ال
ةئف ال	ةليسننل ةديحو داضم الماسج ال
قبطت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
بلصت الم لعافت ال	ذرجلو، رأف ال، ناسن ال
SWISS	Q96GD4
نيورب ال نزو	نوتلاد وليك 39
حش ال	جلت سيك