

ج- B9D1 ج- Wb، Ihc-P، If/Icc، Elisa - Q9Upm9

رقم المنتج: CM0030021

مقدمة

هذا المنتج هو من أجسام مضادة لـ B9D1، وهو بروتين يشارك في تنظيم دورة الخلية. يمكن استخدامه في اختبارات Western Blot (WB)، Immunohistochemistry (IHC-P، IF/ICC)، و Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA).
يتم إنتاجه من قبل شركة CamelBio، وهي شركة متخصصة في إنتاج الأجسام المضادة عالية الجودة.

معلومات إضافية

معلومات المنتج	معلومات إضافية
اسم المنتج	B9D1 (pAb) من أجسام مضادة لـ B9D1
نوع المنتج / استخدام	B9: MKS9؛ EPPB9؛ MKSR1؛ JBTS27؛ MKSR-1؛ B9D1
مصدر المنتج	إنسان
رقم المنتج (البروتين)	27077
نوع المنتج	27077
معلومات إضافية	(NP_056496.1) بروتين B9D1 من 130 إلى 1 ن.م. في ن.م. أ. ص. أ. ق. ا. ط. م. ل. س. ل. س. ت. ي. ل. ع. ي. و. ت. ح. ي. ف. ل. ت. و. م. ج. ا. م. د. ن. ن. ي. و. ر. ب.
رقم المنتج	ب. ن. ر. أ. ل.
نوع المنتج	ل. ن. ا. س. ن. ل. د. د. ع. ت. م. د. ا. ض. م. ا. س. ج.
نوع المنتج	WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA
معلومات إضافية	درجات، رؤف، إنسان، إل.
SWISS	Q9UPM9
نوع المنتج	ن. و. ت. ل. ا. د. و. ل. ي. ك. 23
نوع المنتج	ج. ل. ت. س. ي. ك. ي. ف.