

Baf57/Smace1 ج داضم بنرألا نم لئاسنلا ددعتم داضم مسج Elisa - Q969G3 و Ip و Wb تاي نقتل

CM0015404: رصنعلا مقر



ةمدقم

مت ، بنرألا نم لئاسنلا ددعتم داضم مسج
دض ، KO مادختساب هنم ققحتلا
ةداعإل ةيعرف ةدحو وهو ، BAF57/SMARCE1
ىصؤي . SWI/SNF نمض ني تاموركلا ليكشت
ELISA و IP و IF/ICC و WB تاي نقتل ي ه مادختساب
رأفلا و ناسنإلا عم بل اصتم لكشب لعافت
فلتؤم ني تورب : يعانملا دضتسملا ، ذجل و
(1-411 ةيني مأل اصامحألا).

ديزملا فرعإ

رأي عملا	همي قلا
جتنملا مسأ	BAF57/SMARCE1 دض بنرألا نم لئاسنلا ددعتم داضم مسج [KO مادختساب هنم ققحتلا مت]
ةراعتسملا ءامسألا/تاطحالاملا	CSS5؛ BAF57؛ E1
عونلا	ناسنإلا
م (ناسنإلا) فترعم	6605
ني جلا فترعم	6605
يعانملا دضتسملا	BAF57/BAF57/SMARCE1 نم 1-411 ةيني مأل اصامحألا قباطم لسلست ىلع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب (NP_003070.3).
ردصملا	بنرألا
ةئفلا	لئاسنلا ددعتم داضم ماسجأ
قبطتلا	WB، IF/ICC، IP، ELISA
بل اصتملا لعافتلا	ذجل ، رأفلا ، ناسنإلا
SWISS	Q969G3
ني توربلا نزو	نوتلاد وليك 47
نحشلا	جلت سيك