

J- Bag1 داضم ال يبنرأل ي ل يسنل ي داحأل داضم ال مسجل Elisa - Q99933 و If/Icc و Ihc-P و Wb في مادختس ال

رصنع ال مقرر: CM0002548

ةمدقم

داعم يبنرأل ي ل يسنل ي داحأل داضم مسجل
يرشب ال BAG1 نيتورب فدهتسي بيكرت ال
و IF/ICC و IHC-P و WB في مادختس ال دمتم
رأف ال عم لدابتم لكشب لعافت ي. ELISA.
ةتامتس ال ثاحبأ في مدختس ي. ذرل او
ةفارم ال تانيتورب ال او.

ديزم الفرع

ةمدل ال	ةمق ال
حتنم ال مسا	Bag1 Rabbit mAb
ةراعتسم ءاسأ/اتاطح ال م	HAP; BAG-1; RAP46; Bag1
عون ال	رشب ال
م (رشب لل) نجي ال فرعم	573
ن جي ال فرعم	573
يعانم ال دصتسم ال	ب BAG1 نيتورب 200 ل 100 ن مةني مأل ضامأل نمض لسلسلست عم قباطتي يعانطصا ديتبب، يعانطصا ديتبب.
رصم ال	بنرأل
ةفئ	ةل يسنل ي داحأل ةداضم ال ماسحأل
قبطت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابتم ال لعافت ال	ذرل، رأف، رشب ال
SWISS	Q99933
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 39
نحش ال ةقيرط	جلت سيك