


ج ل- Baia2 ج ل- Wb، If/Icc، Elisa - Q9Uqb8 لئاسنل ددعت م داضم رصنع ل مقرر: CM0026780



م دقم

فدهتسي بنرأل نم لئاسنل ددعت م داضم BAIAP2 (IRSp53/BAI-associated protein 2).
ي بربغ ل ليجرتل بسانم (Western blot)،
يغانم ل يغانم ل/يولخ ل يغانم ل (IF/ICC)،
رأف ل، ناسنل عمأب لاصتم لعافت ي. ELISA و
نيتكأل لك يه تاساردل يلاثم. ذر ل ل و
ي بصع ل روطت ل و

ديزم ل فرع

لماع ل	م ي ل
ج نم ل م س ا	BAIAP2 Rabbit pAb
مراع سم ءام س ا/اطا ح ا ل م	BAP2, WAML, FLAF3, IRSP53, BAIAP2
ع و ن ل	ناسن
ن ج ل فر ع م	10458
د ص ت م ل	BAIAP2 (NP_059344.1) يرش ب ل 362-521 م ءي ن م ا ل ص ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر ص م ل	ب ن ر ا
م ء ل	لئاسنل ددعت م داضم
ق ي ب ط ت ل	WB, IF/ICC, ELISA
ب ل ا ص ت م ل ا ع ا ف ت ل	ذر، رأف، ناسن
SWISS	Q9UQB8
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	61kDa
ن ح ش ل	ج ل ث س ي ك