


تاقىب طتل Bak - ل داضم يبنارأ ةل س ن ل ددع تم داضم مسج Wb و If/Icc و Ip و Elisa - Q16611

رصن عل مقرر: CM0016726



ةمدقم

فدهت سي ةل س ن ل ددع تم يبنارأ داضم مسج Bak (BAK, BCL2L7) يرشب ل ا م ر ب م ل ا ي ا ل خ ل ت و م م ط ن م هت ي ح ا ل ص ن م ق ق ح ت ل م ت . ع م ل ع ا ف ت ي ؛ WB, IF/ICC, IP, ELISA تاقىب طتل ل ت و م ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ا ة ل ئ ا ع و ا ي ر د ن و ك و ت ي م ل ا ي ف ج م ر ب م ل ا ي ا ل خ ل ا Bcl-2 ت ا ن ي ت و ر ب .

ديزم ل ا فرع

راى عم ل ا	ةم ي ق ل ا
ج تن م ل م س ا	Bak Rabbit pAb
ة ل ي د ب ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak
ع و ن ل ا	ن ا س ن إ ل ا
م ن ي ج ل ا ف ر ع م	578
ن ي ج ل ا ف ر ع م	578
ي ع ا ن م ل د ص ت م ل ا	ي ر ش ب ل Bak (NP_001179.1) ن ي ت و ر ب ل 150 إ ل 50 ن م ة ي ن ي م أ ل ا ص ا م ح أ ل ا ن م ص ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ص د ي ت ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ل ا	ة ل س ن ل ا د د ع ت م ة د ا ص م ل ا م ا س ج ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, IP, ELISA
ي ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا , ر أ ف ل ا , ن ا س ن إ ل ا
SWISS	Q16611
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 23
ن ح ش ل ا ة ق ي ر ط	ج ل ت س ي ك