

Wb، If/Icc، Ip، Elisa - Bap31 ددعت م داضم - P51572

رصنع ال مقرر: CM0025517



ةمدقم

BAP31 دض بنرأل نم لئاسنل ددعت م داضم
ف يئاشغ ني تورب وهو، (BCAP31) يرشبال
زارف ف كراشي (ER) ةيمزالبودنإل ةكبشال
طبترم ال ني تورب الروهدتو ني تورب ال
ققحتل م ت (ERAD) ةيمزالبودنإل ةكبشال
WB، IF/ICC، IP، ELISA ف مادختسالل هتصح نم
رأفلاو ناسنإل عم لدابت م لكشب لعافتو
ذرجلاو.

ديزملا فرعإ

لماعمل	همل
جتنم الم مسا	BAP31 Rabbit pAb
راعنسم مس/اتطاحالم	CDM; DDCH; BAP31; 6C6-AG; DELXQ28; DXS1357E; MICRODELXq28
عاونال	ناسن
GenelD (ناسن)	10134
GenelD	10134
دضتسم ال	NP_001243376.1 يرشبال BAP31 نم 127-246 ةينمالاضامأل عم قفاوتي لسلسل ىلع يوتحي بيكرتال داغم يجامدن ني تورب
ردصم ال	بنرأ
ةئفلا	لئاسنل ددعت م داضم ماسحأ
قبططال	WB, IF/ICC, IP, ELISA
عطاقم ال لعافتال	ذرج، رأف، ناسن
SWISS	P51572
ني تورب ال نرو	28kDa
نحشال	جلت سيك