


Elisa و Wb - Anti-Bat3/Bag6 ج لئاسنل ددعتم داضم P46379

CM0020734: رصنع ال مقرر



ةمدقم

نيتورب دض بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم BAT3/BAG6 ه ن ققحتل مت ، يرشبل BAT3/BAG6 يبرغل يل قنم الخي طلتل ي ف ه مادختسال لكشب لعافت ي . ELISA ةي نقتو (Western blot) ةبقارم ةساردل بسانم . ذرل او رأل عم لدابت م ، جمربل ايا لخلل تومو ، نيتوربل ةدوج ، ةيغامنم تاباجتسال او . UniProt P46379.

ديزملل فرعا

راي عم ال	ه مي ال
جت نم ال مسا	BAT3/BAG6 Rabbit pAb
راعت سم مسا/اتاطحال م	G3; BAT3; BAG-6; D6S52E; BAT3/BAG6
عون ال	ناسنل
GeneID (يرشب)	7917
GeneID	7917
دصت سم ال	ب كرتل داعم نيتورب
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	لئاسنل ةدعتم داضم
قي بطت ال	WB, ELISA
عطاقت ال لعافت ال	درج ، رأل ، ناسنل
SWISS	P46379
نيتوربل نزو	119kDa
نحش ال	جلت سيك