


Bip/Grp78 J- Wb، If/Icc، Ihc-P، Elisa - P11021

رخصن عل مقرر: CM0005586



ةمدقم

بنرأل نم ةدوجل ال اع ةل س ن ل د ح و د ا ض م
ه ن م ق ق ح ت ل ا م ت ، ير ش ب ل BIP/GRP78 ف د ه ت س ي
ل WB، IF/ICC، IHC-P، و ELISA. ف ش ك ي BIP
ر ي ز ن خ ل ا و ، ذ ر ج ل ، ر أ ف ل ، ن ا س ن إ ل ا ف ي ل خ ا د ل ا
ة م ز ا ل ب و د ن إ ل ا ة ك ب ش ل ا د ا ه ج إ ت ا س ا ر د ل ي ر و ر و ض
ل و خ د و ، ة ق ف ا ر م ل ا ت ا ن ي ت و ر ب ل ا
(Chaperones) . ت ا س و ر ي ف ل ا .

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت م ل ا م س ا	BIP/GRP78 Rabbit mAb
ة ر ا ع ت س م ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	BIP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
م ج ل ا ف ر ع م (Gene ID)	3309
د ص ت س م ل ا	NP_005338.1) ير ش ب ل BIP/GRP78 م 531-630 ة ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ا ل خ ا د ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ئ ف ل ا	ة ل س ن ل ا ة د ي ح و د ا د ا ص ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر ي ز ن خ ، ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	P11021
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	72 kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك