


**Bip/Grp78 J- Wb، Ihc-P،
Elisa - P11021**

CM0016258: رصنع لاقر



ةمدقم

تدوَجَّل يَلْعَاقِلْ سَنَل ددعت مَبْنَرَأ داضم مَسَج
يَرْشَبَل BIP/GRP78 نِيْتَوْرِب فدهتسي
عَم WB، IHC-P، ELISA تاي نَقْتَل بَسَانَم (HSPA5)
يَلَاثَم. دَرَجَلَو رَأْفَل عَم عَطَاقَتَم لَعَافَت
يَمَزَال بَوْدَن إَلَا كَبْشَل دَاهَج إِتَاسَرْدَل
عَقْفَارَمَل تَانِيْتَوْرِبَلَو.

ديزملا فرعا

رأي عمال	هـ ي ق ل
ج ت م ن ل م س ا	BiP/GRP78 دض ة ل ي س ن ل ا د د ع ت م ب ن ر ا د ا ص م م س ج
ي ر خ ا ء ا م س ا / ت ط ا ح ا ل م	BIP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78
ل و ن ل ا	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن) ن ج ي ل ا ف ر ع م	3309
ن ج ي ل ا ف ر ع م	3309
ل م ا ن م ا د ص ت م س ل ا	(NP_005338.1). ي ر ش ب ل ب BiP/GRP78 ن ي ت و ر ب م 550-650 هـ ن ي م ا ل ا ص ا م ح ا ل ا م ص ل س ل س ت ل ق ب ا ط م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ل م ر د ص م ا	ب ن ر ا
ل ف ة	ة ل ي س ن ل ا ة د د ع ت م د ا ص م م ا س ج ا
ل ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, ELISA
ل ط ا ق ت م ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا , ر ا ف ل ا , ن ا س ن ا ل ا
SWISS	P11021
ل و ت و ر ب ل ل ي ئ ي ج ن ا ل ن ز و ل ا	ن و ت ا ل ا د و ل ي ك 72
ل ش ن ل ا	ج ل ت س ي ك