

Birc7 (Kiap/Livin/ML-Iap) - Q96Ca5

مصنع: CM0012990



مقدم

دض بنارأ تاليسننلا ددعت م داض م سح
بسانم. BIRC7 (Livin, KIAP) يرشبل ني توربل
و IF/ICC و IHC-P و WB تاي نقت ي ف مادختسالل
ناسنإل عمآل دابت مآل عفافت لعافت ي
ELISA. ذرج لاو رأفل او
ة تامتسال ا ثا بأل ي لاثم. ناطرسل او

ديزم الفرع

هم لعملا	هم قلا
جتنملا مسا	BIRC7 Rabbit pAb
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	KIAP; LIVIN; MLIAP; RNF50; ML-IAP; BIRC7
عونلا	يرشب
م (رشبلل) ني جلا فرع م	79444
يعانملا دصتسملا	BIRC7 ني تورب نم 265 ل 1 نم يني مآ لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب (NP_647478.1) يرشبل
ردصملا	بنرا
ةفلا	تاليسننلا ددعت م داض م اسحأ
قبطتلا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
ةلدابت مةل عفافتلا	ذرج ، رأف ، ناسنإ
SWISS تاناي بة دقا	Q96CA5
ني توربل نزو	33 نوئلاد وليك
نحشلا	جلت سيك