


Wb، If/Icc، Ihc-P، J-L Taxson Test Kit، Blvrb داضم، Elisa - P30043

CM0025745 : رصنع ل ا مقرر



ةمدقم

دض بنرأل نم تاخسن تسمل ددعتم داضم
نم ققحتل مت ، (FLR، BVRB) يرش بل BLVRB
لعافتي. ELISA، و WB، IF/ICC، IHC-P
ساردل يلاثم. ذرل و رأل عم لدابت لكشب
، لازتخال و دسكال ايوجلوي ب ، ميهل روهدت
، نلوس نأل تاراشل و.

دي زمل ا فرعا

معلومات عامة	معلومات
مستضد	BLVRB Rabbit pAb
معلومات عامة	FLR; BVRB; SDR43U1; HEL-S-10; BLVRB
معلومات عامة	إنسان
مستضد (إنسان)	645
مستضد	645
معلومات عامة	NP_000704.1) يرشح بل BLVRB من 1-206 ميني مأل صامحأل عم قفاوتي لسلست ىلغ يوتحي بيكرتال داعم يجامدنا نيوتوب
مستضد	بنرأ
معلومات عامة	تأخذ مستضدات معدة من ماسحأ
معلومات عامة	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
معلومات عامة	ذبح، رأف، إنسان
SWISS	P30043
مستضدات	22 kDa
معلومات عامة	جالت سيك