

Bmp4 جـ داضم الـ يبنارأل ةليسنل يداأل داضم الـ مسجل يعانم الـ ميزنإل رابتخاو (Wb) يبرغل يعانم الـ فيطلتل (Elisa) - P12644

رصنعل مقرر: CM0002434

ةمدقم

جـ داضم الـ يبنارأل ةليسنل يداأل داضم الـ مسجل
فيطلتل هتيحالص نم ققحتل مت BMP4
يعانم الـ ميزنإل رابتخاو (WB) يبرغل يعانم الـ
ذجلأو رأفلأو ناسنإل في (ELISA) طبترم الـ
في وضع وه 4 يمطعلال ينيجوفروم الـ نيتورب الـ
نيوكتو ومنل في كراشي ةقئاف-TGF ةلئاع
لماكتم كي رشك CamelBio نم رفوتم .ماطعلال
(IVD) ربتخم الـ في صيخشتلل ماخلال داوملل

ديزمل فرعا

ةمدعمل	ةمقلا
جت نم الـ مس	BMP4 يبنارأل ةليسنل يداأل داضم الـ مسجل
ةليدب ءامسا / تاطحال م	ZYME; BMP2B; OFC11; BMP2B1; MCOP56; BMP4
عونل	ناسنإ
(ناسنإل) نجل فرعم	652
نجل فرعم	652
يعانم الـ دضتسم الـ	(NP_001193.2) يرشب الـ BMP4 نيتورب نم 250-350 ةنييماال صامحال نم ضلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب
رصم الـ	بنرا
ةئف	ةليسنل يداأل داضم الـ مسجل
قبيطتل	WB, ELISA
لدابتل لعافت الـ	ذجل، رأف، ناسنإ
SWISS	P12644
نيتورب الـ نرو	نوتلاد وليك 47
نحش الـ	جلت سيك