

و Wb تاقىبطت ل Bmp4 دض يبنرأ ةلېسنل دىحو داضم مسج Ihc-P و If/Icc و Elisa - P12644

مرصنع ل مقرر: CM0003433

ةمدقم

BMP4 دض ةلېسنل دىحو يبنرأ داضم مسج
، يبرغل فاشنل ي ف مادختسال دمتعم
، ELISA و IF/ICC (ني فارابل) ةيعانمل ايميل
يرشبل ني توربل دىحتل هجو ىلع فشكي
TGF-beta ةلئاع نم ومن لماع وهو BMP4
ةيعوال نيوكت و ماطعل نيوكت ، ومنلل
ةيومدل.

ديزمل فرع

رايعمل	ةمقل
جتنمل مسا	BMP4 دض ةلېسنل دىحو يبنرأ داضم مسج
ةراعتسم ءامسأ / تاطحال م	ZYME, BMP2B, OFC11, BMP2B1, MCOP56, BMP4
عونل	رشبل
مريجلل فرعم	652
نريجلل فرعم	652
يعانمل دصتسم ل	(P12644) يرشبل BMP4 ل 408 ىل 309 نم ةينمأل صامأل لخد لسلسل عم قفاوتي يعانطصا ديتبب - يعانطصا ديتبب
ردصمل	بنرأل
ةئل	ةلېسنل دىحو داضم ل ماسجال
قبطتل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
يلدابتل لعاقل	رشبل
SWISS	P12644
نيتوربل نزو	نوتلاد وليك 47
نحشل	جلت سيك