


ضد تاخسن تسمل ددعت م داضم - Bnip3 J- Wb, IHC-P, Elisa - Q12983

مرصنع ال مقرر: CM0030765



مقدم

بنرأل نم تاخسن تسمل ددعت م داضم نم ققحتل مت، يرشبل Bnip3 فدهتسي WB، IHC-P، و ELISA. تاقي بطتل هتصح بسانم. ذرل او رافل او ناسنل عم لعافت ماتهلال او، جمربل ايلخلل نوم تاسار دل ايردنو كوتيل مالدوج عبقارمو، يتاذل.

ديزل فرعا

لماعل	مقيل
جت ملسا	BNIP3 Rabbit pAb
راع تس م س/اتاطحالم	NIP3; HABON; BNIP3
عونل	ناسنل
GeneID (يرشبل)	664
GeneID	664
دضت سمل	يرشبل Bnip3 نم 40-120 مة نيمال ضامال عم قفاوتي لسلسل ىلع يوتحي بيكرتل داعم يجامدن نيورب (NP_004043.3)
ردصم	بنرأ
ةفلا	تاخسن تسمل ددعت م داضم
قي بطتل	WB, IHC-P, ELISA
عطاقم لعافت	ذرل، رافل، ناسنل
SWISS	Q12983
نيوربل نرو	22kDa
نحشلا	جلت سيك