

Wb، Ihc-P، If/Icc، Elisa - جليسننل ددعت م برأ Bnip3L داضم - 060238

رصننعل مقرر: CM0028346

ةمدقم

BNIP3L دض برألل نم ةليسننل ددعت م داضم WB، ل هتحص نم ققحتل م ت (NIX). يرشبلل تانيع يف BNIP3L فشكي. IHC-P، IF/ICC، ELISA. توم تاساردل يلاثم. ذرجلل وأفلل و ناسنلإ ةدوج ىل عة باقرلل و جمر بمل ايلخلل ايردنوكوتيلل.

ديزملل فرع

لماعمل	ةمقل
جت نملل م سا	BNIP3L Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	NIX; BNIP3a; BNIP3L
عاونأل	ناسنل
GeneID (ناسنل)	665
GeneID	665
دضتسملا	(NP_004322.1) يرشبلل BNIP3L نم 95-180 ةي نيمألل صامألل عم قفاوتي لسلست ىل ع يوتحي بيكرتلل داغم يجامدنل ني تورب
ردصملا	برأ
ةئفل	ةليسننل ةددعت م دادصأ
قبطتلل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقتملل لعافتل	ذر، ف، ناسنل
SWISS	O60238
ني تورب الل نرو	24kDa
نحشلا	جلت سيك