

ج- داضم ةل س ن ل ا ي د ا ح أ داض م مس ج Elisa - Q16633

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0010519



ة م د ق م

ف د ه ت س ي ب ن ر أ ل ا ن م ة ل س ن ل ا ي د ا ح أ داض م مس ج
ج- ه ن م ق ق ح ت ل ا م ت ، (POU2AF1) ي ر ش ب ل ا BOB1
ن ا س ن إ ل ا ع م ل ع ا ف ت ي . WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA.
خ س ن ل ا م ي ظ ن ت ت ا س ا ر د ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا و
ة . ي ئ ا ب ل ا ي ا ل خ ل ا ي ف

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	ج- BOB1 داض م ب ن ر أ ل ا ن م ة ل س ن ل ا ي د ا ح أ داض م مس ج
ي ر خ ا ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	BOB1: OBF1: OCAB: OBF-1
ع و ن ل ا	ن ا س ن إ
م (ن ا س ن إ) ن ي ج ل ا ف ر ع م	5450
ن ي ج ل ا ف ر ع م	5450
ي ع ا ن م ل ا د ض ت س م ل ا	ب (NP_006226.2) ي ر ش ب ل ا BOB1 ن م 150-250 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ل ق ب ا ط م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ي د ا ح أ داض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
ك ر ت ش م ل ا ل ع ا ف ت ا	ذ ر ج ل ا , ر أ ف ل ا , ن ا س ن إ ل ا
SWISS	Q16633
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 27
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك ي ف