

ض ةل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م Braf V600E J- Wb - P15056

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0007013



ة م د ق م

ة ي ع و ن ل ا ي ل ا ع ب ن ر ا ل ا ن م ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م
(ن و ت ل ا د و ل ي ك 84) BRAF V600E ف د ه ت س ي
ع م ل ع ا ف ت ي ؛ WB، IF/ICC، ELISA ل ب س ا ن م
ر ي و ط ت و م ا ر و ا ل ا م ل ع ث ا ح ب ا ل ي ل ا ث م . ن ا س ن ا ل ا
ة ي ص ي خ ش ت ل ا ت ا س ي ا ق م ل ا

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	BRAF V600E Rabbit mAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ح ا ل م	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; BRAF V600E
ع ا و ن ا ل ا	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	673
ن ي ج ل ا ف ر ع م	673
د ص ت س م ل ا	ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ه ل س ن ل ا ة ي د ا ح ا د ا ض ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ن ا س ن ا
SWISS	P15056
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	84kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت ة ب ي ق ح