


خيط لتل Btf3 ني تورب دض بنارأ لانول كي لوب داضم P20290 عجرم ال - يعانم ال يميزنإل صحنفل او يبرغل

رصنعل مقرر: CM0023545



ةمدقم

BTF3 دض بني بنارأ لانول كي لوب داضم الخيط لتل في مادختس لال اي بي رج ت قدصم يميزنإل صحنفل او (Western blot) يبرغل رأفل او ناسنإل تاني ع في (ELISA) يعانم ال NAC-مساب اضيأ فورع م ال BTF3 لمعي. ذرجل او تادي تبب ال بكرم في عي عرف دحوك (NAC-beta) لماعك و موسوب يربل اب عتبترم ال ئشان ال يخسن.

ديزم لفرع

ةمدعم ال	ةمق ال
جت نم م سا	BTF3 Rabbit pAb
ةل يدب ال/ام سأل/اتاطح ال م ال	NACB; BTF3a; BTF3b; BETA-NAC; BTF3
يوي ح ال عون ال	ناسن
ناسنإل (نيج ال فرع م)	689
نيج ال فرع م	689
يعانم ال دضتسم ال	(NP_001198.2) يرشب ال BTF3 ني تورب نم 150 إلى 50 نم ةني مأل ضامأل نمض لس لسست عم قباطتي يعانطصا ديتبب؛ يعانطصا ديتبب
ردصم ال	بنرأ
فينصت ال	ةلانول كي لوب داضم ال
تاق يبطت ال	WB, ELISA
لدابت م ال لعافت ال	ذرج، رأف، ناسن
زمر SWISS	P20290
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 22
نحش ال ةقيرط	ج لث سيك