

ق ف د ت ل ة ي ن ق ت ل Btn3A1/2/3 د ص ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م 000481 / P78410 / O00478 - ي و ل خ ل ا

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0010074



ة م د ق م

ن ا س ن ا ل ل د ا ض م ب ن ر ا ن م ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م
ق ف د ت ل ا ة ي ن ق ت ل - ب ن ر ت ق م BtN3A1/2/3
ة ل ا ع د ا ر ف ا ف د ه ت س ي . ي و ل خ ل ا
ي ف ن ي ك ر ا ش م ل ا 3 ة ي ع ر ف ل ن ي ل ي ف و ر ي ت و ب ل ا
ة ب ا ج ت س ا ل ا و ة ي ن ا ت ل ا ي ا ل خ ل ا ط ي ش ن ت
ت ا ن ي ع ي ف ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل ا م ت . ة ي ع ا ن م ل ا
ة ي ر ش ب .

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	ب ن ر ت ق م BtN3A1/2/3 ن ا س ن ا ل ل د ا ض م ب ن ر ا ن م ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م
ء ا م س ا / ا ط ا ح ا ل م ة ل ي د ب	BTf5; BT3.1; CD277; BtN3.1
ع ا و ن ا ل ا	ن ا س ن ا
م ج ل ا ف ر ع م (ن ا س ن ا)	11119/11118/10384
م ج ل ا ف ر ع م	11119/11118/10384
د ص ت س م ل ا	ي ر ش ب ل a BtN3A1 ن م 470-630 ة ي ن ي م ا ل ا ص ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب ، ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ن ي ت و ر ب (NP_008979.3)
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل ي س ن ل ا د ا د ص ا
ق ي ب ط ت ل ا	ل ا ي و ل خ ل ا ق ف د ت ل ا (FC)
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ن ا س ن ا
SWISS	O00481/P78410/O00478
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	58 ن و ت ل ا د و ل ي ك
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك