


J- C-Fos J- Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01100

رخصن عل مقرر: CM0007000



ةمدقم

داعم ال c-Fos بنرألل ةللسننل دىحو داعم (Western blot) ببغل ميسرلل دمتعمل او هبكرت (immunofluorescence)، ةيعانملا ةعانملاو (immunohistochemistry)، ةيجيسننلا ةعانملاو يرأفل او يرشبل ال c-Fos عم لعافتى. ELISA و خسنل لامع تاراشإ ةساردل بسانم. يذجلال AP-1.

ديزملا فرع

لماعملا	هيقلا
جتنملا مسا	c-Fos Rabbit mAb
راعسم مسا/تاطحال م	p55; AP-1; C-FOS; c-Fos
عاونلا	ناسن
نيجال فرع م	2353
نيجال فرع م	2353
دصتسملا	يرشبل ال c-Fos م 211-281 ةينمألا صامأالا عم قفاوتى لسلسل ىلع يوتحي هبكرت داعم يراهصنا نيورب (NP_005243.1)
ردصملا	بنرأ
ةفلا	ةللسننلا ةدىحو داعصأ
قبطتلا	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
عطاقتلا لعافتلا	دج، راف، ناسن
SWISS	P01100
نيتوربل نزو	41kDa
نحشلا	جلت سيك