


تاقىب طتلل C-Myc دض ةل س ن ل ددعت م داض م س ج Wb و Elisa - P01106

رص ن عل م قر : CM0022937



ة مدقم

دض بنرأل نم ةل س ن ل ددعت م داض م س ج
c-Myc (MYC, bHLHe39) يرش ب ل ن ت و ر ب
ي ب ر غ ل ف ا ط ل ل ل ق ن ل ت ا ق ي ب ط ت ل ب س ا ن م
(Western blot) و ELISA. c-Myc ن ت و ر ب ف ش ك ي
د ي ف م . (ن و ت ل ا د و ل ي ك ~51) يرأ ف ل ا و يرش ب ل
خ س ن ل ا و ة ي ع ذ ج ل ا ي ا ل خ ل , ا ط ر س ل ث ا ح ب أ ي ف
ي ن ج ل .

د ي ز م ل ا ف ر ع

ة مدقم	ة مدقم
ج ن م ل م س ا	c-Myc Rabbit pAb
ة ل د ب ء ا م س أ / ت ا ط ا ح ا ل م	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39
ع و ن ل	ن ا س ن
ن ج ل ا ف ر ع م	4609
ي ع ا ن م ل دض ت س م ل ا	c-Myc ن ت و ر ب ل 439 ل 347 ن م ة ي ن م أ ل ا ض ا م ا ل ن م ض ل س ل س ت غ م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ص د ي ت ب ب : ي ع ا ن ص د ي ت ب ب (NP_001341799.1).
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ة د د ع ت م ة د ا ض م ل م ا س ج ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ل د ا ب ت م ل ا ع ا ف ت ل ا	ر أ ف , ن ا س ن
ز م ر S W I S S	P01106
ن ت و ر ب ل ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 51
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك