

Wb, IHC-P, IF/ICC, JJ- بنرأل نم لئاسنل ددعتم C18orf8 داضم Elisa - Q96Dm3

رصنع ال مقرر: CM0020235



ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم
ل- هتخص نم ققحتل مت، C18orf8/RMC1 (MIC1)،
WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. لكشب لعافت
تاساردل. ذرأل، رأفل، ناسنل عم لدابت
تاميسجل ربع لقنل او يتاذل ماهتلال
ةلخلال.

ديزم ال فرع

راي عم ال	ليصافت ال
جتنم ال مس	C18orf8 Rabbit pAb
راعسم مس/اتطاحال م	MIC1; Mic-1; WDR98; C18orf8; HsT2591
عاون ال	ناسنل
ناسنل (ناسنل) فرع م	29919
نيج ال فرع م	29919
دضتسم ال	(NP_037458.3) يرشب ال C18orf8 نم 1-300 ةنيمل ال ضامحل عم قفاوتي لسلسل ىلغ يوتحي بيكرتل داعم يجامدن نيوتوب
ردصم ال	بنرأ
ةئفل	لئاسنل ددعتم داضم
قيبطت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقم ال لعافت ال	ذرأل، رأفل، ناسنل
SWISS	Q96DM3
نيوتوب ال نزو	75kDa
نحش ال	جلت سيك