

رابط خال ل Cables1 ل داضم لئاسننلا ددعت م بنراً داضم مسج Elisa - Q8Tdn4 و (Wb) يبرغل

رصنعل مقرر: CM0016774

ةمدقم

CABLES1 ل لئاسننلا ددعت م بنراً داضم مسج
هنم ققحتلا مت. ELISA و (WB) يبرغل رابط خال ل
CDK5/ABL1 ل 1 ةزكرلا. رأفل او ناسنإل ىدل
ةرودو يبرصعل روطتلا في فيسيئر لماع يهو
IVD داومل لماش دروم، CamelBio نم. ةيلخل
مإل.

ديزمال فرعا

راي عمل	ةمقلا
جت نمل مسا	CABLES1 ل لئاسننلا ددعت م بنراً داضم مسج
تافدارم/اتاطحالم	CABL1: IK3-1: CABLES: HsT2563: CABLES1
عونلا	ناسنإل
م نجل الفرم (ناسنإل)	91768
م نجل الفرم	91768
يعانملا دصتسملا	CABLES1 نيتورب نم 1-368 ةينمألا صامألا لباقي لسلسلست ىلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب (NP_612384.1).
ردصملا	بنرألا
ةئفلا	لئاسننلا ددعت م داضم ماسحأ
قبيطتلا	WB, ELISA
بلاصتلا لعافتلا	رأفل، ناسنإل
SWISS	Q8TDN4
نيتوربال نزو	نوتلاد وليك 68
نحشلا	جلت سيك