

Elisa - Q86V35 و IHC-P و Wb ل Cabp7 دض لئاسنل ددعت ماضم رصنع ال مقرر: CM0013851



مقدم

CABP7 دض بنرأل نم لئاسنل ددعت ماضم و Western blot ل هنم ققحتل مت (Calneuron II) ذرل او رأل او ناسنل ال ف IHC-P و ELISA. ةجولوجل ةكبشل ل قنل لمظنم فدهتسي. ةيولخل ءايحل ملع تاساردل يلاثم.

ديزملا فرع

لماعم ال	ةميقي ال
جتنم ال مسا	CABP7 Rabbit pAb
راغتسم مس/اتاطحال م	CALN2; CABP7
عون ال	ناسنل
GeneID (ناسن)	164633
GeneID	164633
دصتسم ال	يريشب ال CABP7 نم 100-180 ةنيمل ال صامأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرتال داغم يجامدن نيورب (NP_872333.1).
ردصم ال	بنرأ
ةفلا	لئاسنل ددعت ماضم
قيبطت ال	WB, IHC-P, ELISA
عطاقتم ال لعافت ال	ذرل، رأل، ناسنل
SWISS	Q86V35
نيورب ال نزو	24kDa
نحش ال	جلت سيك