

ج- ب ن ر أ ل ن م ت ا د ض ت س م ل ا د د ع ت م Cacng1 د ا ض م - Q06432

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0013526

ة م د ق م

ف د ه ت س ي ب ن ر أ ل ن م ت ا د ض ت س م ل ا د د ع ت م د ا ض م
ة ا ن ق ل 1- ا م ا غ ة ي ع ر ف ل ا ة د ح و ل ا) ي ر ش ب ل CACNG1
ق ق ح ت ل ا م ت . (د ه ج ل ا ي ل ع ة د م ت ع م ل ا م و ي س ل ل ا ل
ف ش ك ي . WB, IF/ICC, ELISA. ل ه ت ي ح ا ل ص ن م
ت ا و ن ق ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و ، ر أ ف ل ، ن ا س ن إ ل
ت ا ل ض ع ل ا ي ف L ع و ن ل ل ن م م و ي س ل ل ا ل
ة ل ل ي ه ل .

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	CACNG1 Rabbit pAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	CACNLG; CACNG1
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن إ
م (ن ا س ن) ج ل ا ف ر ع م	786
ن ي ج ل ا ف ر ع م	786
د ص ت س م ل ا	CACNG1 (NP_000718.1) ي ر ش ب ل ا 30-110 م ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ت ا د ض ت س م ل ا ة د د ع ت م د ا د ض ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن إ
SWISS	Q06432
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	25kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك