


Wb، Ihc-P، If/Icc، Elisa - P27708

مصنوع في مصر: CM0029335



مقدمة

هذا المنتج هو عبارة عن أجسام مضادة مضادة لـ Cad (P27708) التي ترتبط مع بروتين فدهتسي WB، IHC-P، IF/ICC، و ELISA. تم استخدامها لتشخيص الأمراض. درجة عالية من الدقة. هذا المنتج هو عبارة عن أجسام مضادة مضادة لـ Cad (P27708) التي ترتبط مع بروتين فدهتسي WB، IHC-P، IF/ICC، و ELISA. تم استخدامها لتشخيص الأمراض. درجة عالية من الدقة.

[اقرأ المزيد](#)

الاسم	الاسم
مستضد	CAD Rabbit pAb
الاسم / التسمية	CDG1Z; DEE50; GATD4; EIEE50; CAD
الاسم	مستضد
الاسم (مستضد)	790
الاسم	790
الاسم	NP_004332.2 (مستضد CAD من 1900 إلى 1650 من بروتين فدهتسي)
الاسم	مستضد
الاسم	هذا المنتج هو عبارة عن أجسام مضادة مضادة لـ Cad (P27708) التي ترتبط مع بروتين فدهتسي WB، IHC-P، IF/ICC، و ELISA.
الاسم	WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA
الاسم	درجة عالية من الدقة
SWISS	P27708
الاسم	243 كودون
الاسم	جستسي