


Wb و Elisa - ب فشكل Calm2 دض ةل س ن ال ددعت م داض م س ج - P0Dp24

ب رص ن ال م قر : CM0028309



ة مدقم

ب ن ارأل ن م ةل س ن ال ددعت م داض م س ج (CALM2) 2 ن ي ل و د و م ل ال ن ي ت و ر ب ف د ه ت س ي ف شكل ه ت ي ح ال ص ن م ق ق ح ت ل م ت ، ي ر ش ب ل . ر أ ف ل ع م ع ط ا ق ت م ل ع ا ف ت ع م ELISA و WB ب . ا ي ج و ل و ي ب ، م و ي س ل ال ت ا ر ا ش ا ت ا س ا ر د ل ي ر و ر ض ة ب ل ل ل ا ث ا ح ب أ ل و ، ي ز ك ر م ل م ي س ج ل .

دي ز م ل ف ر ع ا

ة م ل م ل	ة م ي ل
ج ت ن م ل م س ا	CALM2 Rabbit pAb
ة ل ي د ب ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	caM; CALM; CAM1; CAM3; CAMC; PHKD; CAMII; LQT15; PHKD2; CALML2; CAMIII; CALM2
ع و ن ل	ي ر ش ب
م ي ج ل ف ر ع م (ي ر ش ب)	805
م ي ج ل ف ر ع م	805
ي ع ا ن م ل د ض ت س م ل	ي ر ش ب ل CALM2 ن ي ت و ر ب ل 149 ل 1 ن م ة ن ي م أ ل ا ض ا م ا ل ا ق ب ا ط ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (NP_001734.1).
ر د ص م ل	ب ن ر ا
ة ف ا	ة ل س ن ال ددعت م ة د ا ص م ل م ا س ا ل
ق ي ب ط ت ل	WB, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ع ا ف ت ل	ي ر ا ف ، ي ر ش ب
SWISS	P0Dp24
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 17
ح ش ل	ج ل ت س ي ك